


Manwal na Paghuhugas ng Pinggan



Maruming Drainboard (Tuyuan)

Linisin muna:
Banlawan, kuskusin
o ibabad.

Tubig na may sabon, minimum sa 110° F (maliban kung ibang temperatura ang nakalagay sa patnubay sa label ng detergent).

Palitan ang tubig kung wala na ang bula, kapag marumi o mamantika ang tubig, o kapag hindi na nasa tamang temperatura ang tubig.

Isawsaw sa malinis na tubig, banlawan sa tumutulong tubig mula sa gripo, o i-spray gamit ang malinis na tubig.

Ilubog sa aprubadong chemical sanitizer ayon sa patnubay ng label para sa temperatura ng tubig, chemical concentration at oras ng pagbabad (bleach na panglinis 50 ppm sa loob ng 30 segundo) o sa mainit na tubig nang hindi bababa sa 171°F.

Malinis na Drainboard (Tuyuan)
Patuyuin sa hangin.
Huwag patuyuin gamit ang tuwalya o isalansan habang basa pa.

Mga Paalala:

Ang tatlong kompartmentong lababo ay hindi kailangang i-set up kapag hindi aktibong naghuhugas ng pinggan.

Linisin at i-sanitize ang lababo bago gamitin.

Hindi pwedeng gumamit ng sponge.

Dapat available at magagamit ang thermometer upang subaybayan ang temperatura ng ipanghuhugas at ipangsa-sanitize na tubig.

Ang mga test strip ay dapat na available at magagamit upang subaybayan ang konsentrasyon ng chemical sanitizer.

Huwag mag-imbak ng mga chemical sa itaas ng tatlong kompartmentong lababo.

Ika-1

**Kompartimento
PANGHUGAS**

Ika-2

**Kompartimento
PANGBANLAW**

Ika-3

**Kompartimento
PANG-SANITIZE**

NORTHERN NEVADA
Public Health